


Instructivo de uso



1
Sostenga el cubreboca en su mano, permitiendo que la cinta elástica cuelgue libremente debajo de su mano como indica la figura.



2
Coloque el cubreboca cómodamente debajo de su barbilla y contra el puente de la nariz.



3
Jale la cinta pasándola sobre la cabeza y colóquela sobre la parte posterior de ésta.



4
Usando ambas manos moldée la pieza metálica nasal a la forma de su nariz y área de mejillas. Si se usa una sola mano se puede causar un mal sello, resultando en un funcionamiento deficiente del cubreboca.



5
Coloque ambas manos sobre el cubreboca, inhale rápidamente y tenga cuidado de no distorsionar la posición del mismo, verifique su ajuste. Deseche el cubreboca después de cada uso.